



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

WIDGETS

En savoir plus sur:

1. Que sont les widgets et leurs fonctionnalités
2. Comment personnaliser les widgets

EXPLICATION DES WIDGETS

Les widgets sont des représentations graphiques de vos données qui vous donnent une vue d'ensemble de plus haut niveau du compte. Vous trouverez ci-dessous une liste d'explications pour chaque widget :

Messages

- Affiche votre message de bienvenue et d'autres avis importants

Alertes

- Composants en retard pour l'échantillonnage
- Événement de maintenance de l'équipement
- L'équipement a des informations manquantes

Échantillons récents par sévérité

- Affiche une vue graphique des échantillons par sévérité

Statut des échantillons

- Vous permet de toujours connaître l'état de vos échantillons, qu'ils soient en transit, en cours ou terminés.

EXPLICATION DES WIDGETS

Suivi d'un échantillon

- Saisissez votre numéro de suivi pour voir si les échantillons récemment envoyés ont été reçus ou complétés

Délai de traitement des échantillon


- Affiche le temps moyen nécessaire pour que les échantillons en transit arrivent à nos installations et le temps moyen nécessaire à notre laboratoire pour les prélever

Condition critique

- Affiche une liste des unités et composants actuels qui présentent des conditions critiques

Actualités

- Affiche les mises à jour récentes effectuées dans le système Labcheck



CONFIGURATION DES WIDGETS


Dashboard



WELCOME WIDGET BP


Welcome to a Brand New Labcheck

This new version of Labcheck maintains all of the great features you've used over the years to manage your sampling, reports and equipment. With the latest release, we've incorporated the most current technology to improve overall performance and search capabilities. If you need assistance, please visit [Labcheck Training Resources](#) online or contact the Labcheck Support Desk toll-free at 866-LABCHECK (522-2432) for help with a personal touch. Thank you for using the Castrol Labcheck program!





NEWS

SAMPLE SUBMITTED Lori_BP Beerwart sampled unit 222 at site WCN	03/12/2024
SAMPLE SUBMITTED jessica rivera pena sampled unit 110 at site E 6111 HLG GDS of Charlotte and Transfer	02/16/2024
SAMPLE SUBMITTED jessica rivera pena sampled unit 221 at site E 6111 HLG GDS of Charlotte and Transfer	02/12/2024



TRACK SAMPLES



CRITICAL CONDITION

UNIT	COMPONENT	CONDITION
1623567	ENGINE	Wear
1626568	TRANS-AUTO	Wear
1626568	STEERING	Water/Wear

ACTIONS

TO DO 2

Dans l'onglet **ACCUEIL**, vous verrez tous les widgets. Cliquez sur l'icône d'engrenage pour changer votre affichage.

CONFIGURATION DES WIDGETS

The screenshot shows the Castrol Labcheck dashboard with a 'SHOW WIDGETS' modal open. The modal lists the following widgets with their respective toggle switches:

- ACTIONS
- ALERTS
- CRITICAL CONDITION
- NEWS
- RECENT SAMPLES
- REPORTS
- SAMPLE STATUS
- SAMPLE TURNAROUND
- TRACK SAMPLES
- WELCOME WIDGET BP

At the bottom of the modal are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons. A red callout box contains the following text:

Sélectionnez la bascule de chaque widget que vous souhaitez afficher dans votre onglet Accueil. Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur le bouton **ENREGISTRER**.

PERSONNALISATION DES WIDGETS

RECENT SAMPLE SETTINGS

Graph Period*
Last 30 Days

Chart Type*
Pie

CANCEL OK


6631 Alerts Last Year

33460 Samples Last 30 Days

PERSONNALISEZ LES INFORMATIONS AFFICHÉES DANS LE WIDGET EN CLIQUANT SUR L'ICÔNE DE MENU SITUÉE DANS LE COIN DROIT DE LA PLUPART DES WIDGETS. UNE FENÊTRE CONTEXTUELLE S'OUVRIRA. CLIQUEZ SUR LE BOUTON **OK** POUR ENREGISTRER VOS MODIFICATIONS.

STATUT ET SUIVI DES ÉCHANTILLONS

Dashboard



Les widgets *État des échantillons* et *Suivi des échantillons* ne sont utilisés que pour les clients utilisant le système d'étiquetage en ligne. Veuillez consulter le guide de démarrage rapide des *étiquettes-E* pour en savoir plus.

RÉORGANISER LES WIDGETS

Dashboard

WELCOME WIDGET BP


Welcome to a Brand New Labcheck

This new version of Labcheck maintains all of the great features you've used over the years to manage your sampling, reports and equipment. With the latest release, we've incorporated the most current technology to improve overall performance and search capabilities. If you need assistance, please visit [Labcheck Training Resources](#) online or contact the Labcheck Support Desk toll-free at 866-LABCHECK (522-2432) for help with a personal touch. Thank you for using the Castrol Labcheck program!



ALERTS

6631 Alerts Last Year



- Equipment has missing info
- Component Overdue for Sampling
- Equipment Maintenance Event

CRITICAL CONDITION

UNIT	COMPONENT	CONDITION
1623567	ENGINE	Wear
1626568	TRANS-AUTO	Wear
1626568	STEERING	Water/Wear

SAMPLE STATUS

25506 Samples Last 30 Days



Legend: In Transit, In Progress, Complete

TRACK SAMPLES

Enter a tracking number

TRACK SAMPLES

SAMPLE TURNAROUND

Avg. Transit Time



Month	Avg. Transit Time
Feb, 2024	~3.5
Mar, 2024	~2.5
Apr, 2024	~1.5

NEWS

- SAMPLE SUBMITTED: Lori_BP Beerwart sampled unit 222 at site WCN (09/12/2024)
- SAMPLE SUBMITTED: jessica rivera pena sampled unit 110 at site E 6111 HLG GDS of Charlotte and Transfer (02/16/2024)
- SAMPLE SUBMITTED: jessica rivera pena sampled unit 221 at site E 6111 HLG GDS of Charlotte and Transfer (02/12/2024)

RECENT SAMPLES

33460 Samples Last 30 Days



Legend: A, B, C, D

ACTIONS

Les widgets peuvent être réorganisés en les faisant glisser et en les déposant sur l'écran dans l'ordre qui correspond à vos besoins.



BUREAU D'ASSISTANCE CASTROL LABCHECK:
Téléphone: 866-LABCHECK (522-2432)
Labchecksupport@bureauveritas.com
<https://www.labcheckresources.com/>

