



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

DISTRIBUTIONS DE RAPPORT

Apprendre à:

1. Créer une distribution de rapport
2. Enregistrer et modifier les distributions de rapport

DISTRIBUTIONS DE RAPPORT

La fonction de distributions de rapport de Labcheck permet aux utilisateurs d'envoyer automatiquement par e-mail des rapports d'analyse standard, des rapports de gestion et des rapports de diagnostic à une liste de destinataires. Il existe plus de 15 rapports différents disponibles, notamment :

Rapport d'échantillons régulier

- Rapport d'analyse standard

Fréquence d'échantillonnage

- Détails sur la fréquence d'échantillonnage pour tous les composants

Échantillons dus

- Détaille tous les échantillons à livrer dans une plage de dates donnée

Analyse de condition

- Résumé détaillé des sévérités sur une période donnée. Détaille les problèmes courants de ce qui a causé les sévérités anormales et critiques

Délai d'exécution de l'échantillon

- Résume les temps de transit des échantillons et les délais d'exécution des laboratoires

Résumé de l'échantillonnage

- Détaille le nombre total d'échantillons traités chaque mois pour toutes les unités/composants d'un client ou d'un chantier spécifié

Résumé des conditions

- Détaille la gravité de chaque rapport produit pour toutes les unités/composantes.

Conditions critiques

- Affiche tous les échantillons critiques sur une période déterminée

ACCÈS AUX DISTRIBUTIONS

HOME ACTIONS SAMPLES LABELS EQUIPMENT ANALYTICS REPORTS **DISTRIBUTION** ADMIN

Distributions

History

All Distributions

All Distributions

+ NEW

+ Add Filter



Name

Description

All Critical Results

Demo



Pour accéder aux distributions de rapports,
cliquez sur l'onglet *Distribution*.



AJOUT D'UNE NOUVELLE DISTRIBUTION

Distributions

History

All Distributions

All Distributions

 **+ NEW**

+ Add Filter



Name

Description

All Critical Results

Demo



Ajoutez une nouvelle distribution en cliquant sur le bouton **+NOUVEAU**



AJOUT D'UNE NOUVELLE DISTRIBUTION



Search

Acme Demo

- HOME
- ACTIONS
- SAMPLES
- LABELS
- EQUIPMENT
- ANALYTICS
- REPORTS
- DISTRIBUTION**
- ADMIN

- Distributions**
- History

New Distribution

CANCEL SAVE

Distribution

All Critical Results

Acceptable vs Unacceptable - All components (with details)

Acceptable vs Unacceptable All Components

All Critical Results

ASTM

Components With No Products In Use

Critical Fuel Contamination

Frequency

Filter*

Filter



Recipients

Type recipient email or search contacts

There are no recipients yet. Add recipients from above

Sélectionnez le rapport que vous souhaitez envoyer en cliquant sur le menu déroulant.

AJOUT D'UNE NOUVELLE DISTRIBUTION

Distributions

History

New Distribution

CANCEL

SAVE

Distribution

All Critical Results ▾

Description*

demo

Expiration

02/09/2023 1:44 PM 

Frequency*

Daily Digest ▾

Filter*

Test Share (Shared By Test Bpcastrol) ▾

Recipients

Type recipient email or search contacts 

There are no recipients yet. Add recipients from above

Ensuite, donnez un nom/une description à votre distribution

AJOUT D'UNE NOUVELLE DISTRIBUTION



Need Help ?

Search

HOME ACTIONS SAMPLES LABELS EQUIPMENT ANALYTICS REPORTS DISTRIBUTION ADMIN PREFERENCES

Distributions

History

< JANUARY 2024 >

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

01/31/2024 11:54 AM



Frequency*

1st 1st Day Of The Month

Filter*

Filter

Recipients

Type recipient email or search contacts



There are no recipients yet. Add recipients from above

Cliquez sur le calendrier et sélectionnez une date de fin de la distribution, sinon laissez ce champ vide. Définissez la fréquence à laquelle le rapport doit être envoyé par e-mail en cliquant sur le menu déroulant **Fréquence** et en sélectionnant une option.

AJOUT D'UNE NOUVELLE DISTRIBUTION

New Distribution

Distribution

All Critical Results

Description*

demo

Eric's Demo (shared by Eric Forgeron)

test share (shared by test bpcastrol)

BP Internal (shared by Prachi loams)

GRASU (shared by Test Admin)

Make Caterpillar (shared by Test Admin)

SV2 (shared by Test Admin)

Filter

Recipients

Type recipient email or search contacts



There are no recipients yet. Add recipients from above

Sélectionnez le filtre que vous souhaitez appliquer à ce rapport. Un filtre doit être créé avant de créer une distribution de rapport afin que le système sache quel contenu inclure dans votre rapport.

Pour obtenir des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de démarrage rapide des filtres.

AJOUT D'UNE NOUVELLE DISTRIBUTION

New Distribution

CANCEL

SAVE

Distribution

All Critical Results ▾

Description*

demo

Expiration

01/25/2023 1:40 PM 

Frequency*

Frequency ▾

Filter*

Filter ▾

Recipients



Recipient Email

pradhymna.marur@bv.com 

Cliquez sur l'icône **Rechercher** pour ajouter des destinataires de votre carnet d'adresses ou saisissez une adresse e-mail et cliquez sur entrée pour les ajouter à la distribution.

SAUVEGARDE DE VOTRE DISTRIBUTION

New Distribution

CANCEL

SAVE

Distribution

All Critical Results ▾

Description*

demo

Expiration

01/25/2023 1:40 PM 

Frequency*

Frequency ▾

Filter*

Filter ▾

Recipients

 

Recipient Email

pradhyumna.marur@bv.com 

Une fois que vous avez terminé une distribution, cliquez sur le bouton **Enregistrer**. Votre nouvelle distribution sera ajoutée à votre liste de toutes les distributions.

TOUTES LES DISTRIBUTIONS

Distributions

History

All Distributions

All Distributions

+ NEW

+ Add Filter



Name	Description	Frequency	Recipients
All Critical Results	Demo	Monday of every week	2   ▾
Routine Analysis	Routine Analysis - WM	1st day of the Month	2   ▾



MODIFICATION D'UNE DISTRIBUTION

Distributions

History

All Distributions

All Distributions

+ NEW

+ Add Filter



Name

Description

All Critical Results

Demo



Cliquez sur le nom de la distribution pour ouvrir les détails

MODIFICATION D'UNE DISTRIBUTION

Distributions

History

Details for All Critical Results

CANCEL

SAVE

Distribution

All Critical Results ▾

Description*

Demo

Expiration

12/30/2023 10:00 PM 

Frequency*

Monday Of Every Week ▾

Filter*

All WM ▾

Recipients

Type recipient email or search contacts



Recipient Email

Andrew.Nagle@bp.com 

Lori.Beerwart@bureauveritas.com 

Modifiez les détails, y compris l'ajout de nouveaux destinataires ou la suppression d'anciens, et n'oubliez pas de sélectionner le bouton **ENREGISTRER**.

COPIER OU SUPPRIMER UNE DISTRIBUTION

Distributions History

All Distributions

All Distributions

+ NEW

+ Add Filter



Name

Description

All Critical Results

Demo



Sélectionnez l'icône Copier pour créer une nouvelle distribution.

Sélectionnez l'icône Supprimer pour supprimer une distribution.



BUREAU D'ASSISTANCE CASTROL LABCHECK:
Téléphone: 866-LABCHECK (522-2432)
Labchecksupport@bureauveritas.com
<https://www.labcheckresources.com/>

