



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

PERSONNALISATION DE LA

BOÎTE DE RÉCEPTION

Apprenez à :

Personnalisez votre boîte de réception d'échantillons

PERSONNALISATION DE LA BOÎTE DE RÉCEPTION D'ÉCHANTILLONS

+ Add Filter

DATE RANGE All Data

SHOW All

MARK SAMPLES

EXPORT XLS

PRINT REPORT(S)



<input type="checkbox"/>	SEVERITY - Select -	LAB NUMBER	REPORTED DATE - Select -	UNIT ID	COMPONENT	
<input type="checkbox"/>	A	202402073103	02/08/2024	265	ENGINE	Mack
<input type="checkbox"/>	A	202402073105	02/08/2024	265	ENGINE	Mack
<input type="checkbox"/>	A	202402073104	02/08/2024	265	HYDRAULIC	Mack
<input type="checkbox"/>	A	202402073106	02/08/2024	265	HYDRAULIC	Mack
<input type="checkbox"/>	B	202309081229	09/14/2023	281	ENGINE	Mack
<input type="checkbox"/>	B	202309081232	09/14/2023	3093	ENGINE	Mack
<input type="checkbox"/>	B	202309080939	09/14/2023	222	ENGINE	Mack
<input type="checkbox"/>	D	202309080738	09/13/2023	3020	ENGINE	Peterbilt
<input type="checkbox"/>	B	202309080642	09/13/2023	223	ENGINE	Mack
<input type="checkbox"/>	D	202309080645	09/13/2023			

Column Settings
Clear Column Filters

Personnalisez votre boîte de réception en cliquant sur l'icône d'engrenage et en sélectionnant Paramètres de colonne.

PERSONNALISATION DE LA BOÎTE DE RÉCEPTION

The screenshot displays the 'COLUMN SETTINGS' dialog box in the Castrol Labcheck application. The dialog has a title bar with a close button (X). It contains the following sections:

- Add New Column:** A dropdown menu for selecting a new column to add.
- AVAILABLE COLUMNS:** A list of columns that can be reordered. A red arrow points to this section. The columns listed are: SEVERITY, LAB NUMBER, REPORTED DATE, UNIT ID, COMPONENT, UNIT MANUFACTURER, UNIT MODEL, CUSTOMER, and WORKSITE. Each item has a drag handle (three horizontal lines) on the left and a close button (X) on the right.
- Buttons:** 'CANCEL' and 'SAVE' buttons at the bottom.

The background interface shows a table with the following columns: SEVERITY (with a dropdown menu) and LAB NUMBER. The table contains 10 rows of data. At the bottom left, it says 'Showing 100 rows'. At the bottom right, there are navigation controls for the table, including '1 of 27' and arrows.

Faites glisser et déposez l'une des colonnes pour réorganiser votre boîte de réception. Utilisez la barre de défilement pour voir toutes les colonnes disponibles.

EXEMPLE DE PERSONNALISATION DE LA BOÎTE DE RÉCEPTION

The screenshot displays the Castrol LABCHECK interface. A 'COLUMN SETTINGS' dialog box is open, allowing users to customize the columns in their inbox. The dialog includes an 'Add New Column' field and a list of 'AVAILABLE COLUMNS'. A red arrow points to the 'X' icon next to the 'WORKSITE' column, indicating it should be removed. The background shows a table of data with columns for SEVERITY and LAB NUMBER.

SEVERITY	LAB NUMBER
- Select -	
A	202402073103
A	202402073105
A	202402073104
A	202402073106
B	202309081229
B	202309081232
B	202309080939
D	202309080738
B	202309080642
D	202309080645

Cliquez sur le x pour supprimer la colonne de votre boîte de réception.

EXEMPLE DE PERSONNALISATION DE LA BOÎTE DE RÉCEPTION

The screenshot displays the Castrol LABCHECK interface. A 'COLUMN SETTINGS' dialog box is open, allowing users to customize their reports. The dialog box has a title bar with a close button (X) and a section titled 'Add New Column'. Below this section is a dropdown menu with a red arrow pointing to it. The dropdown menu is open, showing a list of columns to be added to the report. The columns listed are: '- Select -', '- Select -', Oil Brand, Oil Grade, Oil Manufacturer, LAB NUMBER, REPORTED DATE, UNIT ID, COMPONENT, UNIT MANUFACTURER, UNIT MODEL, CUSTOMER, and WORKSITE. The 'Oil Manufacturer' and 'LAB NUMBER' options are highlighted in green. At the bottom of the dialog box are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons. The background shows a table of data with columns for SEVERITY, LAB NUMBER, COMPONENT, and UNIT MANUFACTURER. The table contains 10 rows of data. The 'SEVERITY' column has values A, A, A, A, B, B, B, D, B, D. The 'LAB NUMBER' column has values 202402073103, 202402073105, 202402073104, 202402073106, 202309081229, 202309081232, 202309080939, 202309080738, 202309080642, 202309080645. The 'COMPONENT' column has values ENGINE, ENGINE, HYDRAULIC, HYDRAULIC, ENGINE, ENGINE, ENGINE, ENGINE, ENGINE, ENGINE. The 'UNIT MANUFACTURER' column has values Mack, Mack, Mack, Mack, Mack, Mack, Mack, Peterbilt, Mack, Mack. The interface also includes a search bar, a user profile dropdown (Acme Demo), and buttons for 'EXPORT XLS', 'PRINT REPORT(S)', and a settings gear icon.

Les colonnes supprimées peuvent être rajoutées en cliquant sur la liste déroulante dans le champ Ajouter une nouvelle colonne et en sélectionnant une colonne.

EXEMPLE DE PERSONNALISATION DE LA BOÎTE DE RÉCEPTION

The screenshot displays the Castrol Labcheck web application interface. A 'COLUMN SETTINGS' dialog box is open in the center, allowing users to customize the data columns shown in the main table. The dialog includes a search bar for 'Add New Column', a list of 'AVAILABLE COLUMNS' with drag handles and close buttons, and 'CANCEL' and 'SAVE' buttons at the bottom. A red arrow points to the 'SAVE' button. The background shows a table with columns for 'SEVERITY' and 'LAB NUMBER', and another table with columns for 'COMPONENT' and 'UNIT MANUFACTURER'. The 'SEVERITY' column contains values like 'A', 'B', and 'D' with corresponding lab numbers. The 'COMPONENT' column lists 'ENGINE' and 'HYDRAULIC' parts, with 'UNIT MANUFACTURER' values like 'Mack' and 'Peterbilt'.

Pour mettre à jour vos sélections, sélectionnez le bouton ENREGISTRER.



BUREAU D'ASSISTANCE CASTROL LABCHECK:
Téléphone: 866-LABCHECK (522-2432)
Labchecksupport@bureauveritas.com
<https://www.labcheckresources.com/>

