



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

PERSONALIZACIÓN DE LA BANDEJA DE ENTRADA DE EJEMPLO

Aprenda a:

Personaliza tu bandeja de entrada de muestras

PERSONALIZACIÓN DE LA BANDEJA DE ENTRADA DE EJEMPLO

+ Add Filter

DATE RANGE All Data


SHOW All

MARK SAMPLES

EXPORT XLS

PRINT REPORT(S)



<input type="checkbox"/>	SEVERITY - Select -	LAB NUMBER	REPORTED DATE - Select -	UNIT ID	COMPONENT	 Column Settings Clear Column Filters
<input type="checkbox"/>	A	202402073103	02/08/2024	265	ENGINE	Mack
<input type="checkbox"/>	A	202402073105	02/08/2024	265	ENGINE	Mack
<input type="checkbox"/>	A	202402073104	02/08/2024	265	HYDRAULIC	Mack
<input type="checkbox"/>	A	202402073106	02/08/2024	265	HYDRAULIC	Mack
<input type="checkbox"/>	B	202309081229	09/14/2023	281	ENGINE	Mack
<input type="checkbox"/>	B	202309081232	09/14/2023	3093	ENGINE	Mack
<input type="checkbox"/>	B	202309080939	09/14/2023	222	ENGINE	Mack
<input type="checkbox"/>	D	202309080738	09/13/2023	3020	ENGINE	Peterbilt
<input type="checkbox"/>	B	202309080642	09/13/2023	223	ENGINE	Mack
<input type="checkbox"/>	D	202309080645	09/13/2023			

Personaliza tu bandeja de entrada haciendo clic en el icono de engranaje y seleccionando Configuración de columna.

PERSONALIZACIÓN DE LA BANDEJA DE ENTRADA DE EJEMPLO

The screenshot displays the Castrol LABCHECK interface. A 'COLUMN SETTINGS' dialog box is open, allowing users to customize the data table. The dialog box has a title bar with a close button (X). Below the title bar, there is a section for 'Add New Column' with a dropdown menu. The main section is titled 'AVAILABLE COLUMNS' and contains the instruction 'Drag and drop columns to reorder', with a red arrow pointing to it. Below this instruction is a list of columns, each with a three-line handle icon on the left and a close button (X) on the right. The columns listed are: SEVERITY, LAB NUMBER, REPORTED DATE, UNIT ID, COMPONENT, UNIT MANUFACTURER, UNIT MODEL, CUSTOMER, and WORKSITE. At the bottom of the dialog box are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons. The background interface shows a navigation menu with 'HOME', 'ACTIONS', 'SAMPLES', 'LABELS', 'EQUIPMENT', 'ANALYTICS', and 'REPORTS'. Below the menu is a search bar and a user profile dropdown labeled 'Acme Demo'. A table of data is visible, with columns for 'SEVERITY' and 'LAB NUMBER'. The 'SEVERITY' column has a dropdown menu with '- Select -' and a list of items: A, A, A, A, B, B, B, D, B, D. The 'LAB NUMBER' column contains values like 202402073103, 202402073105, etc. At the bottom left, it says 'Showing 100 rows'. At the bottom right, it says '1 of 27' with navigation arrows.

Arrastra y suelta cualquiera de las columnas para reordenar tu bandeja de entrada. Utilice la barra de desplazamiento para ver todas las columnas disponibles.

PERSONALIZACIÓN DE LA BANDEJA DE ENTRADA DE EJEMPLO

The screenshot displays the 'COLUMN SETTINGS' dialog box in the Castrol Labcheck application. The dialog is titled 'COLUMN SETTINGS' and has a close button (X) in the top right corner. It contains an 'Add New Column' input field and a list of 'AVAILABLE COLUMNS'. The available columns are: SEVERITY, LAB NUMBER, REPORTED DATE, UNIT ID, COMPONENT, UNIT MANUFACTURER, UNIT MODEL, CUSTOMER, and WORKSITE. Each column has a small 'x' icon to its right, which is used to remove the column from the table. A red arrow points to the 'x' icon next to the 'WORKSITE' column. Below the list are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons. The background shows a table with columns for SEVERITY and LAB NUMBER, and a list of engine data rows. The table has a 'MARK SAMPLE' button and a 'SHOW' dropdown set to 'All'. The bottom left shows 'Showing 100 rows' and the bottom right shows '1 of 27' with navigation arrows.

Haga clic en la x para eliminar la columna de su bandeja de entrada.

PERSONALIZACIÓN DE LA BANDEJA DE ENTRADA DE EJEMPLO

The screenshot displays the Castrol Labcheck interface. A 'COLUMN SETTINGS' dialog box is open, allowing users to customize the data table. The dialog box has a title bar with a close button (X) and a section titled 'Add New Column'. Below this section is a dropdown menu with a red arrow pointing to it. The dropdown menu is open, showing a list of columns: '- Select -', '- Select -', 'Oil Brand', 'Oil Grade', 'Oil Manufacturer', 'LAB NUMBER', 'REPORTED DATE', 'UNIT ID', 'COMPONENT', 'UNIT MANUFACTURER', 'UNIT MODEL', 'CUSTOMER', and 'WORKSITE'. The 'Oil Manufacturer' and 'LAB NUMBER' options are highlighted in green. At the bottom of the dialog box are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons. The background shows a table with columns for 'SEVERITY', 'LAB NUMBER', 'COMPONENT', and 'UNIT MANUFACTURER'. The 'SEVERITY' column has a dropdown menu with '- Select -' selected. The 'LAB NUMBER' column has a text input field. The 'COMPONENT' and 'UNIT MANUFACTURER' columns have text input fields. The table contains 10 rows of data. The bottom of the interface shows 'Showing 100 rows' and '1 of 27' with navigation arrows.

Las columnas eliminadas se pueden volver a agregar haciendo clic en el menú desplegable en el campo Agregar nueva columna y seleccionando una columna.

PERSONALIZACIÓN DE LA BANDEJA DE ENTRADA DE EJEMPLO

The screenshot displays the 'COLUMN SETTINGS' dialog box in the Castrol Labcheck application. The dialog is titled 'COLUMN SETTINGS' and has a close button (X) in the top right corner. It contains an 'Add New Column' dropdown menu, a section for 'AVAILABLE COLUMNS' with the instruction 'Drag and drop columns to reorder', and a list of columns with drag handles and close buttons (X). The columns listed are: SEVERITY, LAB NUMBER, REPORTED DATE, UNIT ID, COMPONENT, UNIT MANUFACTURER, UNIT MODEL, CUSTOMER, and WORKSITE. At the bottom of the dialog are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons. A red arrow points to the 'SAVE' button. The background shows a table with columns for SEVERITY and LAB NUMBER, and another table with columns for COMPONENT and UNIT MANUFACTURER. The top navigation bar includes 'HOME', 'ACTIONS', 'SAMPLES', 'LABELS', 'EQUIPMENT', 'ANALYTICS', and 'REPORTS'. The top right corner shows 'Need Help?', a search bar, and a user profile 'Acme Demo'.

Para actualizar sus selecciones, seleccione el botón GUARDAR.



SERVICIO DE SOPORTE DE CASTROL LABCHECK:

Teléfono: 866-LABCHECK (522-2432)

Labchecksupport@bureauveritas.com

<https://www.labcheckresources.com/>

